



Instructions for use
Milk Collection Shells

Használati útmutató
Anyatejgyűjtő kagyló



A Medela Anyatejgyűjtő kagyló összegyűjti a kifolyt tejet, és kényelmes viselet. Az anatómiai forma és a bőrbarát, rugalmas anyag kellemes és diszkrét viseletet biztosít.

Használata javasolt:

- Szoptatás alatt, amikor megindul a tejfolyás a másik mellben
 - Ha túl sok tej szivárgás
- Kerülje az éjszakai viselést, hogy elkerülje az érzékeny foltok kialakulását.

Összeszerelés és használat:

Helyezze a szilikon membránt a héjra. Ügyeljen arra, hogy körbe-körbe kattanjon. Helyezze az összeszerelt tejgyűjtő héjat a melltartóba úgy, hogy a szilikon membrán nyílása a mellbimbója fölött legyen. Javasoljuk, hogy viseljen szoptatós melltartót; A szoptatós melltartók tágasabbak, és a tejgyűjtő héj kisebb nyomást gyakorol a mellre. Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső felfelé nézzen. A héj eltávolításakor dőljön kissé előre. Az összegyűjtött tejet ezután egy másik edénybe lehet önteni.

Figyelmeztetés: Csak a szoptatás alatt gyűjtött tejet szabad steril edénybe menteni. Ha a tejet nem adja azonnal a babának, helyezze a hűtőszekrénybe, és 24 órán belül használja fel. Annak érdekében, hogy a nedvesség ne károsítsa a mellbimbókat, javasoljuk, hogy 2-3 óránként távolítsa el a héjakat, és hagyja megszáradni a mellet.

Tisztítási utasítások: Az első használat előtt, majd naponta egyszer helyezze a szétválasztott részeket egy hideg vízzel megtöltött kis edénybe. Desztillált víz használata javasolt – ha csapvizet használunk, a vízkőképződés elkerülése érdekében kevés citromsavat adjunk a vízhez. Forraljuk fel a vizet, és forraljuk tovább körülbelül 5 percig. Öntse le a vizet, és alaposan öblítse le az alkatrészeket. Helyezze az alkatrészeket egy tiszta ruhára, hogy megszáradjanak. Minden használat után válassza szét az alkatrészeket. A héjakat és a membránokat enyhe tisztítóoldattal le kell mosni, alaposan le kell öblíteni hideg vízzel, és tiszta ruhán meg kell szárítani.

Megjegyzés: A héjak és membránok mosogatógépbe vagy autoklávba tehetők.

Anyag: Burkolat: Polipropilén;
Membrán: Szilikon

Lapos vagy befele forduló mellbimbók kezelésére a Medela mellbimbóformázót ajánljuk. A Medela Bimbóvédő kagylók használatával megvédheti a fájó és repedezett mellbimbókat a további irritációtól.